

ruscello  
the toothbrush on P4 concept

for Teens

picella!

[ピセラ]

ルシェロ歯ブラシ  
B-20 M/S



10代のための  
歯ブラシ。

The Toothbrush  
for TEENS!

for Teens

picella!  
Concept.

# 10代のための歯ブラシ 「ピセラ」とは？

Concept of "picella!"

## こんな不満はありませんか？



大人用の歯ブラシでは  
ハンドルが長くて持ちにくい！

大人用の歯ブラシではブラシの部分  
が大きくて口の中で動かすにくい！

生えかけの大人の歯を  
みがくのがむずかしい！

大人の歯が生え始めると  
歯ぐきが痛くてみがけない！

子供用の歯ブラシは  
デザインが幼くてイヤだ！



生えたばかりの大人の歯は酸に弱く、お口を清潔にしていないとすぐにむし歯になってしまいます。大切な大人の歯をむし歯にしないためには、自分のお口や手の大きさに合った、使いやすい歯ブラシを使うことが大切です。

## 10代のための歯ブラシ「ピセラ」

「ピセラ」は10代のお口や手のサイズを参考にデザインした歯ブラシです。みがきにくい部分も簡単にみがける植毛デザイン。しっかりと持ちやすいハンドルデザイン。そして、歯みがきが楽しくなるオシャレなデザイン。

大切な大人の歯をむし歯にしないために、「ピセラ」を使って歯みがきをしましょう。

for Teens

picella!  
Design n.

## 『ピセラ』のデザイン

Design of "picella"

### 10代のお口の中で 動かしやすい「コンパクトヘッド」

小さなお口の中でも動かしやすく、  
奥歯にも届きやすいコンパクトな  
ヘッドになっています。

### 10代の奥歯までしっかり届く ゆるやかな「カーブネック」

ゆるやかなカーブを描くネック部に  
より10代の小さなお口でも奥歯に  
しっかり届きます。

### 10代のための 持ちやすい「ハンドル」

小さな手でもフィットするハンドル  
形状とラバーグリップにより、快適  
な歯みがきができます。



毛のかたさ

M(ふつう) / S(やわらかめ)

カラーバリエーション



ブルー  
Blue



ピンク  
Pink



グリーン  
Green



オレンジ  
Orange



ネイビー  
Navy

希望患者価格

ルシェロ 歯ブラシ B-20 ピセラ M/S ● 1本=¥290(税込)

※掲載内容および掲載価格は、2007年11月現在のものです。

株式会社 ブリーシー

# 『ピセラ』で変わるブラッシング4つのポイント

Brushing Points

## Point 1. 「みがきにくい部分」

### みがきにくい部分に しっかり届く「先端集中毛」

歯ブラシ先端の山型形状により、むし歯になりやすい奥歯の奥や生えかけの歯の周り、歯並びの悪い部分にもブラシがしっかり届きます。



## Point 2. 「歯と歯の間」

### 歯と歯の間も しっかりみがける「段差植毛」

長い毛と短い毛を混合することで、毛先が簡単に歯と歯の間に届き、しっかり磨けます。



for Teens

picella!  
Point.

### Point 3. 「はえかけの大人の歯」

#### 安定してみがける 「4列植毛」

歯にしっかりとフィットする「4列植毛」。生えかけの大人の歯がありデコボコしている状態でも、安定したブラッシングが行えます。



4列



### Point 4. はれている歯ぐき

S(やわらかめ)

ピセラS(やわらかめ)なら、大人の歯が生え始めた時に歯ぐきをはれて痛い場合でもやさしくみがけます。



ruscello  
the toothbrush on P4 concept

for Ladies

picella!

【ピセラ】

ルシェロ歯ブラシ  
B-20 M/S



女性のための  
歯ブラシ。

The Toothbrush  
for **LADIES!**

PA051X0710

for Ladies

picella!  
Concept.

# 女性のための歯ブラシ 「ピセラ」とは？

Concept of "picella!"

## こんな不満はありませんか？


- ・大人用の歯ブラシはハンドルが長くて持ちにくい！
- ・大人用の歯ブラシでは植毛の部分が大きくて口の中で動かしにくい！

大人用の歯ブラシは成人男性・女性の両方を対象に設計しているため、女性にはやや大きく感じられる場合があります。

成人女性のお口や手の大きさは、一般的に成人男性より小さめです。また、14歳頃で成人と同じ大きさに成長するといわれています。

しっかりブランクコントロールするためには、自分のお口や手の大きさに合った使いやすい歯ブラシを使うことが大切です。

成人男性



大きさ比較

## 女性のための歯ブラシ「ピセラ」

「ピセラ」は成人女性のお口や手の大きさを参考に設計した歯ブラシです。手にフィットするハンドルデザインと小さなお口の方でも磨きやすい植毛デザインを採用しています。毎日の口腔ケアに、「ピセラ」を使ってブラッシングしましょう。

for Ladies

picella!  
Design.

## 『ピセラ』のデザイン

Design of "picella!"

### 女性のお口に合わせた 動かしやすい「コンパクトヘッド」

お口の中で動かしやすく、奥歯にも  
届きやすいコンパクトなヘッドに  
なっています。

### 女性の小さなお口でも 奥歯までしっかり届く ゆるやかな「カーブネック」

ゆるやかなカーブを描くネック部  
により、女性の小さなお口でも奥歯に  
しっかり届きます。

### 女性のための持ちやすい 「ハンドル」

軽く握るだけで手にフィットするハ  
ンドル形状とラバーグリップによ  
り、快適なブラッシングがおこなえ  
ます。



毛のかたさ

M(ふつう) / S(やわらかめ)

カラーバリエーション



ブルー  
Blue



ピンク  
Pink



グリーン  
Green



オレンジ  
Orange



ネイビー  
Navy

希望患者価格

ルシェロ 歯ブラシ B-20 ピセラ M/S ● 1本=¥290(税込)

※掲載内容および掲載価格は、2007年11月現在のものです。

株式会社 ヴィシー



# 『ピセラ』で変わるブラッシング4つのポイント

Brushing Points

## Point 1. 「磨きにくい部分」

### 磨きにくい部分に しっかり届く「先端集中毛」

歯ブラシ先端の山型形状により、磨きにくい奥歯の奥や歯並びの悪い部分にもブラシがしっかり届きます。



## Point 2. 「歯と歯の間」

### 歯と歯の間も しっかり磨ける「段差植毛」

長い毛と短い毛を混合した「段差植毛」の採用により、むし歯になりやすい歯と歯の間もしっかり磨けます。小さなお口の中でも使いやすいよう、毛の長さは短めになっています。



for Ladies

picella!  
Point.

### Point 3. 「歯ブラシの安定」

#### 「4列植毛」で 安定したブラッシング


歯にしっかりとフィットする「4列植毛」を採用。女性の小さめの歯でも安定したブラッシングが行えます。



### Point 4. 「奥歯の奥」

#### 奥歯の奥にも しっかり届く「短めの植毛」

奥歯の奥を磨く時にも「短めの植毛」なので、スムーズにブラシを届かせることができます。お口を大きく開けられない方でも楽にブラッシングが行えます。



大きな歯ブラシだと  
頬が邪魔して磨きにくい

短めの植毛の「ピセラ」なら  
狭い奥まで磨ける